

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Ng2 Para Fc - Q6Uvk1

Número do item: CM0009846



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano NG2 (clone não especificado) para citometria de fluxo. Reage com o proteoglicano de sulfato de condroitina humano NG2, envolvido na migração e proliferação celular. Adequado para pesquisa em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano NG2
Observações/Apelido	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1464
GeneID	1464
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1583-2224 do NG2 humano (NP_001888.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251 kDa
Envio	Em saco de gelo