

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Nt5E/Cd73 Para Fc - P21589

Número do item: CM0012408



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra NT5E/CD73 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a ecto-5'-nucleotidase, uma enzima de membrana ancorada por GPI que hidrolisa AMP. Adequado para pesquisa em imuno-oncologia e metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano NT5E/CD73
Observações/Apelido	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4907
ID do Gene	4907
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-547 do NT5E/CD73 humano (NP_002517.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21589
Peso Proteico	63kDa
Envio	Em saco de gelo