


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Opn1Lw/Opn1Mw Para Citometria De Fluxo - P04000 / P04001

Número do item: CM0007862



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao OPN1LW e OPN1MW humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa sobre a função dos fotorreceptores cones e visão de cores vermelho/verde.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano OPN1LW/OPN1MW
Observações/Apelido	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-48 do OPN1LW/OPN1MW humano (NP_064445.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04000/P04001
Peso Proteico	40kDa
Envio	Em saco de gelo