


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Opn1Lw/Opn1Mw - P04000 / P04001

Número do item: CM0011623



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alto desempenho, direcionado às opsinas humanas OPN1LW/OPN1MW para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa sobre visão de cores e fotorreceptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano OPN1LW/OPN1MW
Observações/Apeliido	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-48 da OPN1LW/OPN1MW humana (NP_064445.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04000/P04001
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo