


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Opn1Lw/Opn1Mw Para Citometria De Fluxo - P04000 / P04001

Número do item: CM0004115



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-OPN1LW/OPN1MW humano conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo as opsinas cones sensíveis ao vermelho (OPN1LW) e sensíveis ao verde (OPN1MW), adequado para pesquisa retinal e estudos de visão colorida.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano OPN1LW/OPN1MW
Observações/Alias	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-48 da OPN1LW/OPN1MW humana (NP_064445.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04000/P04001
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de gelo