

Coelho Anti-Humano P-Cadherina Mab - P22223

Número do item: CM0010429



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra P-cadherina humana (CDH3) para citometria de fluxo. Detecta P-cadherina humana em tecidos epiteliais e carcinomas, ideal para pesquisa de adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano P-cadherina mAb
Observações/Apelido	CDHP; HJMD; PCAD
Espécie	Humano
ID do Gene	1001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 108-654 da P-cadherina humana (NP_001784.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22223
Peso da Proteína	87kDa/91kDa
Envio	Saco de gelo