


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano P-Caderina Para Citometria De Fluxo - P22223

Número do item: CM0010499



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a P-caderina humana (CDH3).
Imunógeno recombinante (aa 108-654).
Validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisas sobre adesão celular e carcinoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Humano P-caderina
Observações/Apelidos	CDHP; HJMD; PCAD
Espécie	Humana
ID do Gene	1001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 108-654 da P-caderina humana (NP_001784.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P22223
Peso da Proteína	87kDa/91kDa
Envio	Bolsa de gelo