


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-P-Caderina Humana Para Citometria De Fluxo - P22223

Número do item: CM0009580



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à P-caderina humana (CDH3) para citometria de fluxo. Reconhece caderina-3 em tecidos epiteliais e células de carcinoma; útil para pesquisa em adesão celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-P-caderina Humana
Observações/Apelido	CDHP; HJMD; PCAD
Espécie	Humana
GeneID	1001
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 108-654 da P-caderina humana (NP_001784.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P22223
Peso Molecular da Proteína	87kDa/91kDa
Envio	Em saco de gelo