

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano P4Hb Para Citometria De Fluxo Intracelular - P07237

Número do item: CM0009674



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa a P4HB humana (proteína disulfeto-isomerase). Validado para citometria de fluxo intracelular, detectando uma proteína de 57 kDa. Adequado para estudos de dobramento de proteínas e estresse do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano P4HB mAb
Observações/Apelido	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5034
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 329-508 da P4HB humana (NP_000909.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07237
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo