

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Pcsk9 Para Citometria De Fluxo - Q8Nbp7

Número do item: CM0012644



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a PCSK9 humana (Q8NBP7). Validado para aplicações de citometria de fluxo intracelular. Imunógeno recombinante correspondente aos aminoácidos 31-692 da PCSK9 humana. Ideal para pesquisa de metabolismo do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano PCSK9
Observações/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	255738
GeneID	255738
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-692 da PCSK9 humana (NP_777596.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NBP7
Peso Proteico	74kDa
Transporte	Bolsa de gelo