

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pd-L1/Cd274 Humano - Q9Nzq7

Número do item: CM0007854



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao PD-L1/CD274 humano (B7-H1, PDCD1LG1). Validado para citometria de fluxo, apoiando pesquisas em bloqueio de checkpoint imunológico e imunoterapia contra o câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-PD-L1/CD274 Humano
Observações/Apelido	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29126
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Transporte	Saco de gelo