

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Pd-L1/Cd274 Para Fc - Q9Nzq7

Número do item: CM0007976



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao PD-L1/CD274 humano (B7-H1, PDL1). Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisa em pontos de verificação imunológicos e estudos de imunologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano PD-L1/CD274
Observações/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29126
ID do Gene	29126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Transporte	Saco de gelo