

Mab Coelho Anti-Perforina Humana Para Fc (Intra) - P14222

Número do item: CM0009936

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à Perforina humana (PRF1) para citometria de fluxo intracelular. Validado para amostras humanas; detecta uma proteína de 61 kDa. Adequado para pesquisa de citotoxicidade de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Perforina Humana
Observações/Apelidos	P1; PFP; HPLH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5551
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-555 da Perforina humana (NP_005032.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14222
Peso Molecular da Proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo