


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Fosfo-Pi3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55γ (Y199) Conjugado A Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P27986 / O00459 / Q92569

Número do item: CM0001539



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para as subunidades regulatórias fosforiladas da PI3K p85α (Y467), p85β (Y464) e p55γ (Y199). Validado para citometria de fluxo intracelular para analisar a sinalização PI3K/AKT em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Fosfo-PI3KP85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199
Observações/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5295/5296/8503
ID do Gene	5295/5296/8503
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso Proteico	42-54kDa/81-84kDa
Envio	Em saco de gelo