

Coelho Anti-Humano Fosfo-Pi3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55 γ (Y199) Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo Intracelular - P27986 / O00459 / Q92569

Número do item: CM0001362



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa as subunidades reguladoras fosforiladas do PI3K p85 α (Y467), p85 β (Y464) e p55 γ (Y199). Validado para citometria de fluxo intracelular. Útil para estudar a sinalização PI3K/AKT em células humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Fosfo-PI3KP85 α -Y467+P85 β -Y464+P55 γ -Y199 mAb
Observações/Apelido	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	5295/5296/8503
GenelD	5295/5296/8503
Imunogénio	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y467 do PI3KP85 α humano (NP_852664.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso Proteico	42-54kDa/81-84kDa
Envio	Saco de gelo