

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Pi3Kp85A-Y467+P85B-Y464+P55γ-Y199 Humano Mab - P27986 / 000459 / Q92569

Número do item: CM0001913



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra fosfo-PI3K p85α (Y467), p85β (Y464) e p55γ (Y199) humano. Validado para citometria de fluxo intracelular (FC). Ideal para estudar a sinalização PI3K/AKT em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Anticorpo monoclonal de coelho anti-Fosfo-PI3KP85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 Humano mAb                   |
| Observações/Apêndice | PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3                                                                                     |
| Espécie              | Humano                                                                                                   |
| GenelD (Humano)      | 5295/5296/8503                                                                                           |
| GenelD               | 5295/5296/8503                                                                                           |
| Imunogênio           | Peptídeo sintético / Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y467 do PI3KP85α humano (NP_852664.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Fosforilados                                                                                  |
| Aplicação            | FC (intra)                                                                                               |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                   |
| SWISS                | P27986/000459/Q92569                                                                                     |
| Peso Proteico        | 42-54kDa/81-84kDa                                                                                        |
| Transporte           | Saco de gelo                                                                                             |