

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Plzf Conjugado A Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q05516

Número do item: CM0012302



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao PLZF humano (ZBTB16), um repressor transcricional envolvido na maturação mieloide. Validado para citometria de fluxo intracelular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano PLZF Conjugado a                                                                 |
| Observações/Apêndice | PLZF; ZNF145                                                                                                             |
| Espécie              | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano)  | 7704                                                                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 6-137 do PLZF humano (NP_005997.2). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação            | CF (intra)                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                   |
| SWISS                | Q05516                                                                                                                   |
| Peso Proteico        | 74kDa                                                                                                                    |
| Transporte           | Saco de Gelo                                                                                                             |