

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Plzf Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q05516

Número do item: CM0009307



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra PLZF humano (ZBTB16). Validado para citometria de fluxo intracelular. Reatividade: Humano. Explore os mecanismos de repressão transcricional e diferenciação mieloide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Humano PLZF
Observações/Apelido	PLZF; ZNF145
Espécie	Humano
ID do Gene	7704
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 6-137 do PLZF humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q05516
Peso da Proteína	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo