


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Podoplanina Para Fc - Q86YI7

Número do item: CM0009632



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a Podoplanina humana (PDPN), validado para citometria de fluxo. Útil para estudar migração celular, adesão, biologia linfática e progressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Podoplanina mAb
Observações/Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanina
Espécie	Humano
GeneID	10630
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-123 da Podoplanina Humana (NM_006474.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86YL7
Peso Proteico	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Envio	Bolsa de gelo