


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Podoplanina Para Citometria De Fluxo - Q86YI7

Número do item: CM0012330



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à podoplanina humana (PDPN/Aggrus/Gp36). Validado para citometria de fluxo, reatividade cruzada humana. Adequado para estudos de biologia do câncer, sistema linfático e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Podoplanina mAb
Observações/Apelido	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; TI1A; podoplanina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10630
GeneID	10630
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-123 da Podoplanina Humana (NM_006474.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86YL7
Peso Proteico	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Envio	Saco de gelo