

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Pth1R () Para Citometria De Fluxo - Q03431

Número do item: CM0010046



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PTH1R humano, conjugado com , validado para citometria de fluxo. O receptor 1 do hormônio da paratireoide (PTH1R) é um receptor acoplado à proteína G envolvido na homeostase do cálcio. Ideal para aplicações de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano PTH1R
Observações/Apelido	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
Espécie	Humano
ID do Gene	5745
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-188 do PTH1R humano (NP_000307.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q03431
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo