


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Pth1R Para Citometria De Fluxo - Q03431

Número do item: CM0009955



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao PTH1R humano (receptor de hormônio paratireóideo 1), validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de sinalização de GPCR e doenças ósseas/renais. Específico para PTH1R humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano PTH1R
Observações/Apelido	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5745
GeneID	5745
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-188 do PTH1R humano (NP_000307.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q03431
Peso Proteico	66kDa
Envio	Em saco de gelo