


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Ror1 Para Citometria De Fluxo - Q01973

Número do item: CM0009077



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao domínio extracelular de ROR1 humano (aa 24-403). Validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa em câncer, neurobiologia e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano ROR1
Observações/Apelido	NTRKR1; dj537F10.1
Espécie	Humano
ID do Gene	4919
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-403 do ROR1 Humano (NP_005003.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01973
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Bolsa de gelo