


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ror1 Humano Para Citometria De Fluxo - Q01973

Número do item: CM0008137



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado direcionado ao ROR1 humano, validado para citometria de fluxo. Específico para o ROR1 humano, detecta uma proteína de 104 kDa. Adequado para pesquisa em sinalização Wnt e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-ROR1 Humano
Observações/Alias	NTRKR1; dJ537F10.1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4919
GeneID	4919
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-403 do ROR1 Humano (NP_005003.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01973
Peso da Proteína	104 kDa
Transporte	Bolsa de gelo