

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Siglec-8 Humana Para Fc - Q9Nyz4

Número do item: CM0011688



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à Siglec-8 humana (SAF-2). Validado para citometria de fluxo, detecta a lectina de membrana de 44-54 kDa em eosinófilos, basófilos e mastócitos. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa sobre alergias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Siglec-8 Humana
Observações/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Espécie	Humana
GeneID	27181 (Humana)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-363 da Siglec-8 humana (NP_055257.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9NYZ4
Peso da Proteína	44kDa/46kDa/54kDa
Envio	Bolsa de gelo