

Coelho Anti-Humano Siglec-8 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q9Nyz4

Número do item: CM0011361



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade que visa o Siglec-8 humano. Específico para aplicações de citometria de fluxo, ideal para estudar a biologia de eosinófilos, mastócitos e basófilos. Reatividade confirmada com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Siglec-8 mAb
Observações/Apelido	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27181
GeneID	27181
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-363 do Siglec-8 humano (NP_055257.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso da Proteína	44kDa/46kDa/54kDa
Envio	Saco de gelo