

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Siglec-8 Para Citometria De Fluxo - Q9Nyz4

Número do item: CM0011530



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a Siglec-8 humano (Q9NYZ4), validado para citometria de fluxo. Detecta especificamente Siglec-8 em basófilos, mastócitos e eosinófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano Siglec-8
Observações/Alias	SIGLEC8, SAF2, SIGLEC-8, SIGLEC8L, lectina 8 tipo Ig ligante de ácido siálico
Espécie	Humano
ID do Gene	27181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-363 do Siglec-8 humano (NP_055257.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso da Proteína	44kDa/46kDa/54kDa
Envio	Saco de gelo