

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Siglec-8 Para Citometria De Fluxo - Q9Nyz4

Número do item: CM0009340



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a Siglec-8 humano (SAF-2). Desenvolvido para citometria de fluxo detectar eosinófilos, basófilos e mastócitos. Imunógeno recombinante garante alta especificidade.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb Coelho anti-Humano Siglec-8                                     |
| Observações/Alias   | SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L                                            |
| Espécie             | Humano                                                              |
| GeneID              | 27181 (humano)                                                      |
| Imunógeno           | Proteína recombinante (a.a. 17-363 de Siglec-8 humano, NP_055257.2) |
| Origem              | Coelho                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                              |
| Aplicação           | CF                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                              |
| SWISS               | Q9NYZ4                                                              |
| Peso Proteico       | 44kDa/46kDa/54kDa                                                   |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                       |