

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Siglec9 Para Citometria De Fluxo - Q9Y336

Número do item: CM0009499

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano SIGLEC9 conjugado com para citometria de fluxo. Detecta CD329 em neutrófilos e monócitos humanos. Imunógeno recombinante; peso molecular da proteína 50-52 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano SIGLEC9 mAb
Observações/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Espécie	Humano
ID do Gene	27180 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-348 da SIGLEC9 humana (NP_055256.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y336
Peso da Proteína	50kDa, 52kDa
Envio	Bolsa de gelo