

Coelho Anti-Humano Syk Mab Para Fc (Intra) - P43405

Número do item: CM0006253



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o Syk humano (p72-Syk). Desenhado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para investigar a sinalização do receptor de células B, imunidade inata e vias de ativação de plaquetas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Syk mAb
Observações/Apelido	IMD82; p72-Syk
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6850
GeneID	6850
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 251-350 do Syk humano (NP_003168.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43405
Peso da Proteína	72kDa/70kDa
Envio	Saco de gelo