

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Syk Para Cf (Intra) - P43405

Número do item: CM0010992



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à Tirosina-proteína quinase SYK humana (p72-Syk). Validado para citometria de fluxo intracelular em amostras humanas. Essencial para estudos de sinalização do receptor de células B e imunidade inata. UniProt P43405.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano Syk
Observações/Alias	IMD82; p72-Syk
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6850
ID do Gene	6850
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 251-350 da Syk humana (NP_003168.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa/70kDa
Envio	Bolsa de gelo