

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Syk Para Citometria De Fluxo Intracelular - P43405

Número do item: CM0011130



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Syk humano (tirosina quinase do baço) conjugado ao . Adequado para citometria de fluxo (FC) intracelular em amostras humanas. O Syk é uma quinase não receptora chave na sinalização do receptor de células B e nas respostas imunes.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Humano Syk mAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | IMD82; p72-Syk                                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 6850                                                                                                                               |
| GeneID              | 6850                                                                                                                               |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 251-350 do Syk humano (NP_003168.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                             |
| Aplicação           | FC (intra)                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                             |
| SWISS               | P43405                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 72kDa/70kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                       |