


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Syndecan 4 Humana Para Fc - P31431

Número do item: CM0010381



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Syndecan 4 humana, validado para FC. Reconhece a Syndecan-4 humana (SYND4), um proteoglicano de superfície celular que regula a biogênese de exossomos. Imunógeno recombinante. Ideal para citometria de fluxo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Syndecan 4 humana
Observações/Apelido	SYND4
Espécie	Humana
GeneID	6385
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-145 da Syndecan 4 humana (NP_002990.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P31431
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo