

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano T-Bet/Tbx21 Para Citometria De Fluxo - Q9UL17

Número do item: CM0011625

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra T-bet/Tbx21 humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para estudos de diferenciação de células Th1, imunofenotipagem e análise de fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano T-bet/Tbx21
Observações/Apelido	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	30009
ID do Gene	30009
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 322-535 do T-bet/Tbx21 humano (NP_037483.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UL17
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo