

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano T-Bet/Tbx21 Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q9UL17

Número do item: CM0004218

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao T-bet/Tbx21 humano (Q9UL17). Validado para citometria de fluxo intracelular, ideal para análise de linhagem de células Th1 e estudos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Humano T-bet/Tbx21 mAb                                                                                               |
| Observações/Apelido | TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 30009                                                                                                                            |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 322-535 do T-bet/Tbx21 humano (NP_037483.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                           |
| Aplicação           | FC (intra)                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                           |
| SWISS               | Q9UL17                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 58kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                     |