


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Tie-2/Cd202B Para Fc - Q02763

Número do item: CM0004933



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o Tie-2/CD202b humano (recetor da angiopoietina-1), validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisas sobre angiogénese, biologia vascular e células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Tie-2/CD202b mAb
Observações/Pseudônimo	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7010
GeneID	7010
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-745 do Tie-2/CD202b humano (NP_000450.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q02763
Peso Proteico	126kDa
Envio	Saco de gelo