


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Tigit Para Citometria De Fluxo - Q495A1

Número do item: CM0010639



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra TIGIT humano (Q495A1), validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de pontos de verificação imune, estudos de inibição de células T e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano TIGIT
Observações/Apelido	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	201633
Imunógeno	Proteína recombinante ou proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-141 do TIGIT humano (NP_776160.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q495A1
Peso Proteico	18kDa/26kDa
Envio	Saco de gelo