


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Tim-3/Havcr2 Para Citometria De Fluxo - Q8Tdq0

Número do item: CM0010185



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao TIM-3/HAVCR2 (CD366) humano. Validado para citometria de fluxo, este reagente permite a detecção do TIM-3 em células imunológicas para pesquisa em imunologia e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano TIM-3/HAVCR2
Observações/Apelido	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84868
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-200 do TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo