

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Tim-3/Havcr2 Para Citometria De Fluxo - Q8Tdq0

Número do item: CM0009771



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao TIM-3/HAVCR2 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudar a regulação de checkpoint imunológico, exaustão de células T e pesquisa em imunoterapia do câncer.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano TIM-3/HAVCR2
Observações/Apelido	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espécie	Humano
GeneID	84868
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo