


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Tim-3/Havcr2 Para Citometria De Fluxo - Q8Tdq0

Número do item: CM0005164



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com tem como alvo o TIM-3/HAVCR2 (CD366) humano, ideal para análise por citometria de fluxo da expressão de pontos de controle imunológico em células T, células NK e células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano TIM-3/HAVCR2 mAb
Observações/Apelido	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84868
ID do Gene	84868
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-200 do TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo