


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Tlr1 Para Fc - Q15399

Número do item: CM0010184



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a TLR1 (CD281) humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor toll-like 1 envolvido na resposta imune inata a lipopeptídeos bacterianos. Adequado para pesquisa em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano TLR1
Observações/Alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7096
GeneID	7096
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 325-424 de TLR1 humano (NP_003254.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15399
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Bolsa de gelo