


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Tlr1 Para Fc - Q15399

Número do item: CM0008446



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o receptor tipo Toll 1 humano (TLR1/CD281). Validado para citometria de fluxo (FC), adequado para pesquisa em imunidade inata sobre o reconhecimento de lipopeptídeos mediado pelo heterodímero TLR2/TLR1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano TLR1
Observações/Apêndice	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7096
GeneID	7096
Imunogênio	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 325-424 do TLR1 humano (NP_003254.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15399
Peso Molecular da Proteína	90kDa
Envio	Saco de Gelo