

Anticorpo Monoclonal Coelhinho Anti-Tnf-A Humano Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P01375

Número do item: CM0005029

introdução

Anticorpo monoclonal de coelhinho conjugado com direcionado ao TNF- α humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Específico para TNF- α humano, proteína de 26 kDa. Ideal para pesquisa em imunooncologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelhinho Anti-TNF- α Humano
Observações/Apêndices	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7124
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-233 do TNF- α humano (NP_002344.2)
Fonte	Coelhinho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01375
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo