


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Tnf-A Conjugado A Para Citometria De Fluxo Intracelular - P01375

Número do item: CM0004268



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra TNF- α humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Detecta uma proteína de 26 kDa. Ideal para pesquisa de citocinas e estudos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano TNF- α
Observações/Apelido	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-233 do TNF- α humano (NP_002344.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P01375
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de Gelo