

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Tnfrsf10D/Trailr4 Para Fc - Q9Ubn6

Número do item: CM0009360

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao TNFRSF10D/TRAILR4 humano (receptor isca 2) para citometria de fluxo direta. Adequado para estudos de sinalização de apoptose e TRAIL. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano TNFRSF10D/TRAILR4
Observações/Apelido	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8793
GeneID	8793
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-211 do TNFRSF10D/TRAILR4 humano (NP_003831.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN6
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em saco de gelo