

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Tnfrsf10D/Trailr4 Para Fc - Q9Ubn6

Número do item: CM0012262

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao TNFRSF10D/TRAILR4 humano (CD264, DCR2), um receptor isca que bloqueia a apoptose mediada por TRAIL. Adequado para citometria de fluxo (FC) e validado em células humanas. Ideal para pesquisa em apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano TNFRSF10D/TRAILR4
Observações/Apelido	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8793
GeneID	8793
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-211 do TNFRSF10D/TRAILR4 humano (NP_003831.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN6
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo