

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Tnfrsf10D/Trailr4 Conjugado A Para Fc - Q9Ubn6

Número do item: CM0008815

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao TNFRSF10D/TRAILR4 humano (TRAIL-R4, CD264), um receptor isca para TRAIL. Validado para citometria de fluxo, permite a detecção da expressão de TRAIL-R4 em células humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano TNFRSF10D/TRAILR4 mAb
Observações/Apelido	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8793
GeneID	8793
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-211 do TNFRSF10D/TRAILR4 humano (NP_003831.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN6
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo