

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Trem1 Conjugado Para Fc - Q9Np99

Número do item: CM0009396



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para TREM1 humano (CD354), validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar imunidade inata, respostas inflamatórias e sinalização de células mieloides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano TREM1
Observações/Apelido	CD354; TREM-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54210
ID do Gene	54210
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-200 do TREM1 humano (NP_061113.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NP99
Peso Proteico	18kDa/26kDa
Transporte	Em saco de gelo