

Anticorpo Monoclonal Trop-2 Coelho Anti-Humano () Para Citometria De Fluxo - P09758

Número do item: CM0009588



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano TROP-2 conjugado a . Detecta o transdutor de sinal de cálcio associado a tumores 2 por citometria de fluxo. Expresso na placenta e em carcinomas pancreáticos. Ideal para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human TROP-2 mAb
Observações/Apelidos	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Espécie	Humano
GeneID	4070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-274 do humano (NP_002344.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso Proteico	35kDa
Transporte	Saco de gelo