

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trop-2 Humano Para Citometria De Fluxo - P09758

Número do item: CM0010595



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra TROP-2 humano (TACSTD2), para citometria de fluxo. Ideal para o desenvolvimento de ensaios de DIV e pesquisa de antígenos tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	mAb de coelho anti-TROP-2 humano
Observações/alias	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; transdutor 2 de sinal de cálcio associado a tumor
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-274 de TROP-2 humano (NP_002344.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P09758
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo